



4331

DK

Brugsanvisning:

Dette mundbind er til engangsbrug og bør udskiftes efter maksimalt 4 timers brug. Brugte mundbind bortskaffes med almindeligt brændbart affald.

Mundbindet skal dække mund, næse og hage og fastgøres bag ørene på brugeren med de 2 elastikker.

Pakken opbevares i et tørt, ventileret miljø og beskyttes mod ild og brandfarlige stoffer.



MCD Medical Care Dental GmbH

NITRAS MEDICAL

Heinrich-Hertz-Str. 11

50181 Bedburg

Germany